

PRZYPADEK 4

DOCUKRZENIE PRZY SPADKU BEZ STRZAŁEK TRENDU Z AKTYWNA INSULINĄ

Opis zdarzenia:

Obniżająca się glikemia w porze wieczornej. Prawdopodobnie na skutek wysokiej aktywności fizycznej w ciągu dnia.



Problem:

Zagrożenie niedocukrzeniem na skutek obecności aktywnej insuliny.

Zastosowane działanie:

Automatyczne zatrzymanie podawania przez funkcję Smart Guard ok. godz 20:20. Zaraz po podaniu bolusa do posiłkowego. W wyniku dalszego obniżania glikemii oraz obecności dość dużej ilości aktywnej insuliny (ok. 0,750 j.) postanowiono podać glukozę w ilości 6 gr. Brak pomiaru glikemii z palca.

Efekt:

Wyhamowanie spadku oraz wzrost poziomu glikemii po ok. 15 minutach od podania glukozy. Funkcja Smart Guard wznowia podawanie insuliny automatycznie po otrzymaniu informacji z sensora na temat poziomu glikemii i tempa jej wzrostu.



Wznowiono
podawanie bazy
21:48
Wznowiono podawanie
bazy o 21:48 po
zatrzymaniu przez sensor. ▼

Po otrzymaniu powiadomienia o wznowieniu podawania insuliny przez pompę rodzic włącza zatrzymany wcześniej bolus przedłużony (pompa nie wznowia podawania przedłużonej części bolusa złożonego). Kolejne odczyty sensora pokazują stabilny trend glikemii.

